

DuaLok®

Guia de localização mamária

Projetado com elementos duplos de fixação, permitindo o reposicionamento após a colocação.

- Elementos duplos de fixação na ponta distal.
- Guia entrelaçada mais rígida.
- Marcação na parte distal como ponto de referência palpável para auxiliar no posicionamento do fio-guia na lesão.

SKU	Calibre e comprimento
LW0107	20 G x 107 mm
LW0137	20 G x 137 mm
LW0077	20 G x 77 mm
LW0037	20 G x 37 mm
LW0057	20 G x 57 mm



Ghiatas®

Ponta Frisada Guia de localização Mamária

As marcações com intervalos de 1 cm, proporcionam visualização e referência palpável à lesão.

- Versões compatíveis com RM.
- Marcação na parte distal como ponto de referência palpável para auxiliar no posicionamento do fio-guia na lesão.
- Elementos de ancoragem em farpa.
- Não reposicionável.

SKU	Calibre e comprimento
47920	agulha de 20 G x 9 cm com fio de farpa de 20 cm
479201	agulha de 20 G x 9 cm com fio de farpa de 20 cm
47919	agulha de 19 G x 9 cm com fio de farpa de 20 cm
47720	agulha de 20 G x 7 cm com fio de farpa de 20 cm
470201	agulha de 20 G x 14 cm com fio de farpa de 35 cm
49920	agulha de 20 G x 9 cm com fio de farpa de 20 cm
49720	agulha de 20 G x 7 cm com fio de farpa de 20 cm
47020	agulha de 20 G x 14 cm com fio de farpa de 35 cm
47519	agulha de 19 G x 5 cm com fio de farpa de 15 cm
47520	agulha de 20 G x 5 cm com fio de farpa de 15 cm
49520	agulha de 20 G x 5 cm com fio de farpa de 15 cm

