

# Max Core™



## Indicación de uso

El aparato de biopsia de núcleos con aguja se destina a biopsias de tejidos blandos como el hígado, el riñón, la próstata, el bazo, los ganglios linfáticos y diversos tumores de tejidos blandos. no está previsto para su aplicación en hueso.

## Presentación comercial

Instrumento: individual en caja rígida no estéril.  
Agujas: en empaque individual estériles.

| Número de Catálogo | Tamaño de calibre y longitud de aguja | Longitud de la muestra | Profundidad de penetración |
|--------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| MC1410             | 14g (2.1mm) x 10cm (100mm)            | 1.9cm (19mm)           | 22mm                       |
| MC1416             | 14g (2.1mm) x 16cm (160mm)            | 1.9cm (19mm)           | 22mm                       |
| MC1610             | 16g (1.7mm) x 10cm (100mm)            | 1.9cm (19mm)           | 22mm                       |
| MC1616             | 16g (1.7mm) x 16cm (160mm)            | 1.9cm (19mm)           | 22mm                       |
| MC1810             | 18g (1.2mm) x 10cm (100mm)            | 1.8cm (18mm)           | 22mm                       |
| MC1816             | 18g (1.2mm) x 16cm (160mm)            | 1.8cm (18mm)           | 22mm                       |
| MC1820             | 18g (1.2mm) x 20cm (200mm)            | 1.8cm (18mm)           | 22mm                       |
| MC1825             | 18g (1.2mm) x 25cm (250mm)            | 1.8cm (18mm)           | 22mm                       |
| MC2010             | 20g (0.9mm) x 10cm (100mm)            | 1.8cm (18mm)           | 22mm                       |
| MC2016             | 20g (0.9mm) x 16cm (160mm)            | 1.8cm (18mm)           | 22mm                       |
| MC2020             | 20g (0.9mm) x 20cm (200mm)            | 1.8cm (18mm)           | 22mm                       |

En Argentina autorizado por la ANMAT: PM 634-242

BD Chile Av. Andrés Bello 2325 - piso 15, Tel: (+56 2) 2482 7800, Providencia, Santiago, Chile.

BD Argentina Av. del Libertador 110 - 2° Piso, Tel: (+54 9 11) 5194 4936, Vicente López, Buenos Aires, Argentina.

En Argentina, uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias.