

# Foley Tray™

## Ficha Técnica



### Indicación

Se utilizan para el drenaje vesical en casos de retención urinaria, obstrucción de la vejiga, Cirugías, patologías Urinarias y prostáticas. Catéteres libres de látex. Sus diseños avanzados han mejorado significativamente las opciones de catéteres disponibles.



### Biocompatibilidad

Todos los catéteres de Bard cuentan con Biocompatibilidad de uretra y vejiga disponibles en estudios.




### Esterilizado

Esterilizado en Óxido de Etileno, apirógeno con envase indemne.



### Aspectos técnicos

Material del Catéter	100 % Silicona, capa de hidrogel. No contiene latex
Diámetro	Fr 12-14-16
Características	Foley tray™ libre de látex está disponible en una variedad de tamaños en French (12-14-16)
Puerto para toma de muestras	Puerto de Muestreo Bard® EZ-Lok® acepta una jeringa Luer-lock o de punta deslizante.
Certificación	FDA-ISO-CE- libre de látex



### Concepto

Foley Tray™ Sistema de drenaje urinario de permanencia prolongada, cerrado, estéril, preconectado y unido con sello de seguridad con Urinometer de 350cc.



### Etiquetado y Embalaje

El producto viene embalado en caja de cartón, de 5 unidades – Etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración - Fabricación USA.



### Almacenaje

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.



### Contenido Foley Tray

Artículo	Cantidad
Sonda Foley Silicona	1
Bolsa Recolectora ( horario)	1
Jeringa de 10 ml, con lubricante soluble en agua	1
Jeringa 10 ml con agua estéril (para inflar el cuff)	1
Jeringa 10 ml vacía (para desinflar el cuff)	1
Jeringa de 10 ml con agua estéril (solo para limpieza)	2
Gasas 10 cm x 10 cm	5
Guantes M	2
Paño perforado	1
Paño de campo	1
Delantal usuario	1
Estabilizador sonda Foley Statlock	1



## Códigos disponibles

Código	Descripción
TR1758UM12	FOLEY TRAY 12 STD
TR1758UM14	FOLEY TRAY 14 STD
TR1758UM16	FOLEY TRAY 16 STD

