

Equipo de Infusión con Aguja Huber SafeStep™



Descripción

El equipo con aguja tipo Huber SafeStep™ es un dispositivo previsto para introducirse en el tabique de un acceso subcutáneo implantado a fin de infundir fluidos.



Aspectos Técnicos

SafeStep™ es un dispositivo compuesto por una aguja non-coring de acero inoxidable, un tubo de cloruro de polivinilo (PVC), clamp de polipropileno y en algunas versiones, un adaptador en Y de policarbonato.

El dispositivo, posee un sistema de bioseguridad, que se activa de forma manual durante la extracción de la aguja y está prevista para evitar accidentes cortopunzantes.

SafeStep™ posee una base acolchada de espuma de polietileno de celda cerrada que ofrece estabilidad a la aguja.

Algunos test no clínicos, han demostrado que el dispositivo es condicional al resonador magnético y pueden realizarse exámenes de manera segura en campos magnéticos estáticos de 3 Tesla o inferior, con tasa de absorción específica máxima (SAR) de 4 W/kg para una exposición de 15 minutos y un gradiente espacial de campo magnético de 2300 Gauss/cm o menos.

Dispositivo apirógeno, libre de látex y DEHP.
De uso único.

NOMBRE:	SafeStep™
TIPO:	Equipo con aguja Huber
PRESENCIA DE DEHP:	NO
MATERIAL:	Aguja de Acero inoxidable
PRESENTACIÓN:	Empaque individual
ALMACENAMIENTO:	Lugar limpio y seco a temperatura ambiente
PROCEDENCIA:	China

Método de esterilización EO	Vigencia 3 años
 Libre de Látex	 Certificación



Catálogo Chile

SKU	Descripción de producto	Volumen de cebado
LH-0029	SafeStep™ 22G X 3/4"	0.3 ml
LH-0029YN	SafeStep™ 22G X 3/4" con conexión en Y	0.7 ml
LH-0030	SafeStep™ 22G X 1"	0.3 ml
LH-0030YN	SafeStep™ 22G X 1" con conexión en Y	0.7 ml
LH-0031	SafeStep™ 20G X 3/4"	0.3 ml
LH-0031YN	SafeStep™ 20G X 3/4" con conexión en Y	0.7 ml
LH-0032	SafeStep™ 20G X 1"	0.3 ml
LH-0032YN	SafeStep™ 20G X 1" con conexión en Y	0.7 ml
LH-0033	SafeStep™ 19G X 3/4"	0.3 ml
LH-0033YN	SafeStep™ 19G X 3/4" con conexión en Y	0.7 ml
LH-0034YN	SafeStep™ 19G X 1" con conexión en Y	0.7 ml
LH-0037	SafeStep™ 20G X 1/2"	0.3 ml
LH-0037YN	SafeStep™ 20G X 1/2" con conexión en Y	0.7 ml